



# Specifiche Tecniche

## di

### EDGE Bioblock Enzimatico

#### Breve Introduzione:

Il Bioblock Enzimatico viene utilizzato all'interno della vaschetta del wc e garantisce un rapido ed efficace sistema di controllo degli odori attraverso delle spore batteriche speciali, e permette al nostro bagno di profumare di pulito.

Mantiene la superficie della tavoletta wc pulita e profumata tutto il giorno. Il dispositivo, inoltre, rimuove le incrostazioni di urina, i cattivi odori e rilascia composti organici per mantenere pulite le tubature per circa 2 mesi dall'installazione.

#### Funzionamento di EDGE Bioblock Enzimatico:

**Manutenzione delle tubature** - Il Bioblock Enzimatico può decomporre i composti organici che si accumulano nelle tubature. Utilizzando il dispositivo sistematicamente ci si assicura del mantenimento costante di tubature pulite.

**Pulizia del bagno ed eliminazione dei cattivi odori** - Il Bioblock Enzimatico rimuove efficacemente i composti organici nelle tubature, anche quelli che si vanno ad accumulare all'interno delle più piccole crepe e fessure. Previene la diffusione di cattivi odori, eliminando completamente i composti organici che li producono.

#### Caratteristiche e Vantaggi

- 100% Biodegradabile
- Non contiene sostanze chimiche nocive alla salute
- Non contiene acidi e/o soda caustica
- Sicuro da usare all'interno di fosse biologiche

## Parametri Tecnici

Valore PH: 7 ~ 8

Temperatura: i batteri rimangono attivi da 3 °C a 63 °C

Numero di batteri: 1,3 x 10<sup>8</sup> ufc / grammo

Tipo di batteri: composto di spore batteriche di bacillo

Salmonella: non rilevata

Aspetto: blu o verde intenso

Fragranza: Gradevole fragranza inclusa. Ad esempio: Colonia, Limone, Agrumi, ecc.

Conservazione: conservare in luoghi ombreggiati e freschi, ad una temperatura compresa tra 10 °C e 40 °C

Durata dello scudo: 24 mesi

Cicli di vita: circa 1500 risciacqui

Perdita massima di batteri: 1,0 log

## Imballaggio

Peso netto: 200 grammi. Confezionato in una bottiglia dal design elegante, ed avvolto in un sacchetto di plastica.

## Modalità d'uso

La vaschetta del wc deve essere precedentemente pulita.

Rimuovi l'involucro trasparente e posiziona il prodotto sul fondo della vaschetta. Non posizionare direttamente sotto il getto d'acqua.

Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua e consultare un medico.

## Foto del prodotto

